



RO 15

/// Технический паспорт

15-местная цифровая магнитная мешалка без нагрева предназначена для синхронного перемешивания. Использование электромагнитных катушек обеспечивает бесшумное и равномерное перемешивание на всех позициях. Скорость остается постоянной даже при изменении нагрузки. Закрытая и компактная конструкция облегчает чистку и защищает оборудование от проникновения жидкостей. Дополнительно в комплект входит съемный прозрачный противоскользящий коврик.

- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Неизнашиваемые магнитные катушки



designed for scientists

- Отображение кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Подходит для непрерывной работы
- Диапазон скоростей: 0 - 1200 об/мин



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	15
Расстояние между местами [mm]	90
Погрешность одного места для нагрева [%]	0
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	0.4
Контроль диапазона скоростей	10 RPM Steps
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1200
длина перемешивающего стержня [mm]	25 - 30
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	280 x 470
Размеры [mm]	280 x 60 x 570
Вес [kg]	8.627
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	40
Постоянное напряжение [V=]	24
Энергопотребление [mA]	1500

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

